



Kuspito Prosthetic and Orthotic

Workshop pembuat Kaki Palsu, Tangan Palsu dan Alat bantu Orthopedi

Jl. Raya Solo TW.Mangu Km. 10.2 Karanganyar Surakarta Jawa Tengah

Produk: Transfemoral Prosthesis / Kaki Palsu Atas Lutut.

Indikasi: pasien amputasi atas lutut (Transfemoral amputee), amputasi pada tulang paha (femur)

A . Full Fiber, Spesifikasi:

1. Body kaki palsu dari Laminasi (fiber)
2. Foot dari karet polyurethane impor

Harga: Rp. 7.000.000/-



C. Impor, Spesifikasi:

1. Socket terbuat dari fiber / laminasi.
2. Knee Joint Single Axis impor
3. TF Kit, komponen impor. berfungsi sebagai tulang penyangga.
4. Foot dari karet impor
5. Cosmetic Foam (busa kosmetik) impor yang berfungsi sebagai bentuk luar dari kaki palsu.

Harga: Rp. 25.000.000/-





Kaki Palsu Atas lutut impor, dalamnya seperti pipa-pipa seperti diatas. Lalu untuk lebih indah, ditutup busa estetika. Video Latihan jalan memakai kaki palsu tersebut, bisa dilihat didalam video yg saya lampirkan bersama email.

Info lebih lengkap, kunjungi official website kami www.kuspito.com

Hp. 0856420 45678